



FEEDBACK-SCHABLONE für LASAR Posture

© by Gregor Schaffarik 2012

GGW-TRAINING AUFRECHTER STAND

ZIEL: LASER INNERHALB 1

ADL-TRAINING HINSETZEN

ZIEL: LASER INNERHALB 1-2 (3) Schablone falten, über den LASAR Posture legen, mittig positionieren ev. seitlich mit Klebestreifen fixieren.

.....hier falten..... hier falten...

6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6

beide Hilfslinien bis zum Rand verlängern →

Papier einfädeln

← Hilfslinien erleichtern mittiges positionieren der Schablone